

Systemvoraussetzungen

Die folgenden Angaben beruhen auf Erfahrungswerten des Datenbank-Herstellers und beziehen sich auf ein Datenvolumen von 200 MByte mit einem Datenzuwachs von 100 Mbyte pro Jahr, wie es für eine betriebsärztliche Einrichtung mit ca. 10.000-15.000 betreuten Mitarbeitern typisch ist.

Wird die Dokumentenmanagementfunktion von BASIS 5 benutzt, erhöht sich der Speicherplatzbedarf von Server und Laptop-/Einzelplatzversion um das zu erwartende Dateiaufkommen.

Empfohlene Hard- und Software für BASIS 5	
Hardware für den Server	
Minimalanforderungen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dualcore-CPU mit 2 GHz ▪ 64-bit-Betriebssystem ▪ 4 GB Arbeitsspeicher ▪ TCP/IP Netzwerkanschluss (Bandbreite: mind. 100 Mbit) ▪ 50 GB freier Festplattenspeicher 	Empfohlene Hardware <ul style="list-style-type: none"> ▪ Multicore-CPU (4 Kerne oder mehr) ▪ 64-bit-Betriebssystem ▪ 8 GB Arbeitsspeicher ▪ Gigabit-Netzwerkanschluss ▪ 500 GB freier Festplattenspeicher (bevorzugt SSD)
Hardware für die Clients	Hardware für Einzelplatz- und Laptop-Versionen
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 GHz-CPU ▪ 2 GB freier Arbeitsspeicher ▪ 10 GB freier Festplattenplatz ▪ mind. WXGA-Auflösung 1280 x 800 bei 100% Skalierung oder höher 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dualcore-CPU mit 2 GHz ▪ 3 GB freier Arbeitsspeicher ▪ 10 GB freier Festplattenplatz (abhängig von der Größe der Datenbank auch mehr) ▪ mind. WXGA-Auflösung 1280 x 800 bei 100% Skalierung oder höher
Zusätzlich empfohlen: Multicore-CPU, Drucker, Scanner, Breitband-Internetanschluss	
Betriebssysteme für den Server	Betriebssysteme für Client und Laptop-/ Einzelplatzversion
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Windows Server 2012 ▪ Windows Server 2012 R2 ▪ Windows Server 2016 ▪ Windows Server 2019 ▪ Mac OSX 10.14 oder neuere Version 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Windows 7 SP1 (32-bit oder 64-bit)* ▪ Windows 8.1 (32-bit oder 64-bit) ▪ Windows 10 (32-bit oder 64-bit) ▪ Mac OSX 10.14 oder neuere Version
Für die Nutzung der Fax- und E-Mail-Funktionen sind weitere Programme und eine Anbindung an das Internet erforderlich.	
<p>*BASIS benötigt mindestens Direct X 11.1 mit aktivierten erweiterten Grafikeigenschaften. Für Windows 7 SP1 und wird dieses mit dem Plattform-Update sichergestellt: https://support.microsoft.com/help/2670838/platform-update-for-windows-7-sp1-and-windows-server-2008-r2-sp1</p> <p>Windows 8 und 10 sowie Windows Server 2012 ff. beinhalten bereits Direct X 11.1 und 12.</p>	
Für Citrix-Arbeitsplätze im Rahmen von BASIS Hosting	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Windows 8.1 oder Windows 10 ▪ 1 GB freier Arbeitsspeicher 2 GB freier Festplattenplatz ▪ Internetanbindung mind. 4 Mbit ▪ Citrix-zertifizierte Drucker mit entsprechenden Treibern 	