

**Systemvoraussetzungen**

**Empfohlene Hard- und Software für BASIS 5**

Hardware	
Server	
<p><b>Minimalanforderungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dualcore-CPU mit 2 GHz</li> <li>▪ 64-bit-Betriebssystem</li> <li>▪ 6 GB Arbeitsspeicher</li> <li>▪ TCP/IP Netzwerkanschluss (Bandbreite: mindestens 100 Mbit)</li> <li>▪ 50 GB freier Festplattenspeicher</li> </ul>	<p><b>Empfohlene Hardware</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Multicore-CPU (4 Kerne oder mehr)</li> <li>▪ 64-bit-Betriebssystem</li> <li>▪ 8 GB Arbeitsspeicher</li> <li>▪ Gigabit-Netzwerkanschluss</li> <li>▪ 500 GB freier Festplattenspeicher (bevorzugt SSD)</li> </ul>
Clients	Einzelplatz und Laptop
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2 GHz-CPU</li> <li>▪ 2 GB freier Arbeitsspeicher</li> <li>▪ 10 GB freier Festplattenplatz</li> <li>▪ mindestens WXGA-Auflösung 1280 x 800 bei 100% Skalierung oder höher</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dualcore-CPU mit 2 GHz</li> <li>▪ 4 GB freier Arbeitsspeicher</li> <li>▪ 10 GB freier Festplattenplatz (abhängig von der Größe der Datenbank auch mehr)</li> <li>▪ mindestens WXGA-Auflösung 1280 x 800 bei 100% Skalierung oder höher</li> </ul>
<p><b>Zusätzlich empfohlen:</b> Multicore-CPU, Drucker, Scanner, Breitband-Internetanschluss</p>	
Betriebssysteme	
Server	Client, Einzelplatz und Laptop
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Windows Server 2012 R2</li> <li>▪ Windows Server 2016</li> <li>▪ Windows Server 2019</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Windows 10</li> </ul>
<p>Für die Nutzung der Fax- und E-Mail-Funktionen sind weitere Programme und eine Anbindung an das Internet erforderlich.</p>	
Citrix Arbeitsplätze	
Im Rahmen von BASIS Hosting	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Windows 10</li> <li>▪ 2 GB freier Arbeitsspeicher</li> <li>▪ 5 GB freier Festplattenplatz</li> <li>▪ Internetanbindung mindestens 4 Mbit</li> <li>▪ Citrix-zertifizierte Drucker mit entsprechenden Treibern</li> </ul>	