



Quicktest-Webanwendung

Informationen

DEMOVERSION

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Software. Mit Quicktest stellen wir Ihnen eine Webanwendung zur Verfügung, die äußerst übersichtlich und kompakt ist und sich somit von jedem Benutzer intuitiv bedienen lässt.

Für einen Einblick in die Möglichkeiten und Handhabung können Sie sich unter <https://q-test.net/> eine **Demoversion** erstellen und direkt ausprobieren.

TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN | ADMINISTRATION

Die Quicktest-Webanwendung ist eine **plattformunabhängige Lösung**. Sie benötigen keine weitere Software, um COVID-19 Schnelltests vollständig zu dokumentieren. Was Sie jedoch zwingend brauchen, ist ein Internetzugang und einen gängigen Browser, denn eine Offline-Nutzung von Quicktest ist nicht möglich.

Nach Ihrer Registrierung als Kunde **werden Sie zum Administrator** der Anwendung. Sie können weitere Benutzer anlegen, die Sie bei der Testdurchführung und Dokumentation unterstützen.

DURCHFÜHRUNG: PERSONALISIERTE TESTS | ANONYMISIERTE TESTS | SELBSTTESTS

Tests und deren Ergebnisse werden klassisch **personalisiert** zugeordnet, d.h. es gibt einen eindeutigen Bezug zu einem Probanden. Mehrere Tests mit einem Probanden sind möglich. Der Proband erhält eine Benachrichtigung über das Testergebnis in Form einer E-Mail und/oder einer SMS. Die Benachrichtigung enthält neben dem Namen des Probanden das Ergebnis des Tests, den Zeitpunkt, die Gültigkeitsdauer des Ergebnisses sowie die Möglichkeit, das Testergebnis auf die Corona-Warn-App (CWA) hochzuladen.

Bei den **anonymisierten** Tests werden keine personenbezogenen Daten erfasst. Die Testperson erhält ein mit einem QR-Code versehenes Armband. Der QR-Code auf dem Armband repräsentiert einen Test und dessen Ergebnis. Nach dem Scannen des QR-Codes erscheint das Ergebnis des Tests. Diese Form der Durchführung richtet sich in erster Linie an Betreiber von Teststationen bei Massenveranstaltungen. Eine aufwendige Datenerfassung kann hier entfallen und der Prozess beschleunigt werden.

Geplante Erweiterung: Probanden können auch **Selbsttests** dokumentieren. Dafür müssen sie sich einmalig registrieren und können anschließend ihre Testergebnisse erfassen. Auch hier sind für jeden Probanden mehrere Tests möglich.

Der **Impfstatus** jedes Probanden kann dokumentiert werden, d.h. neben den durchgeführten Tests können auch alle bisherigen Impfungen erfasst werden. So hat man alles auf einen Blick.

RECHTLICHES

Bei der Quicktest-Webanwendung sind keine individuellen Vertragsabstimmungen vorgesehen. Bevor Sie Ihren Account aktivieren und mit der Dokumentation beginnen können, müssen Sie den **AGB**, **Lizenzbestimmungen (EULA)** und der **Auftragsverarbeitung (AVV)** durch Medisoft zustimmen. Einer

gesonderten **Servicevereinbarung** bedarf es nicht. Die Webanwendung ist bewusst reduziert auf das Wesentliche und damit selbsterklärend.

Auch wenn Medisoft keinen direkten Support leistet, ist der Abschluss des AVV obligatorisch, da wir für Sie die Datenbank DSGVO-konform in unserem ISO 27001 zertifizierten Rechenzentrum mit Sitz in Hamburg vorhalten.

ABWICKLUNG | BEZAHLUNG

Testkontingente können Sie direkt aus Quicktest freischalten. Es ist keine gesonderte Bestellung bei Medisoft erforderlich. Die komplette Abwicklung erfolgt aus der Anwendung.

Bezahlt wird nach dem **Pay-per-Use-Prinzip**, d.h. Sie erwerben eine Menge an Tests, die nach und nach abgerufen werden. Zusätzliche Tests gibt es auf Knopfdruck. Die Bezahlung erfolgt mit PayPal oder gegen Rechnung. Die Kosten für einen durchgeführten Test sind gestaffelt nach der Größe eines erworbenen Kontingents. Entscheiden Sie sich zwischen folgenden Kontingentgrößen:

100 Tests zu je 50 Cent **1.000** Tests zu je 45 Cent **10.000** Tests zu je 40 Cent

Analog verhält es sich bei QR-codierten Armbändern, die bei einer **anonymisierten Testdurchführung** benötigt werden. Hier stehen Ihnen zwei Kontingentgrößen zur Auswahl:

1.000 Armbänder zu je 20 Cent **10.000** Armbänder zu je 15 Cent

Eine eindeutige Zuordnung zu einem Test erreichen Sie durch **Barcode-Etiketten**, die auf jeden Test geklebt werden. Diese stellen wir Ihnen bedruckt im Rollenformat zu je 1.000 Etiketten zur Verfügung. Hier stehen zwei Kontingentgrößen zur Auswahl:

1.000 Etiketten zu je 5 Cent **10.000** Etiketten zu je 4 Cent

SCHNITTSTELLEN

Termine	Eine digitale Terminvergabe kann über eine (REST-API) Schnittstelle mit Online-Terminplaner und Online-Terminbuchung - eTermin eingebunden werden. Die Anbindungsinformationen zur Verwendung dieser Schnittstelle erreichen Sie über die Kalender-Funktion aus Q-Test. Um eTermin nutzen zu können, ist Ihre Kontaktaufnahme zum Anbieter erforderlich (https://www.etermin.net/). Die Kosten belaufen sich nach unserer Kenntnis auf 29-49€ pro Monat (Angabe ohne Gewähr)
Im- und exporte	(Stamm-) Daten können als CSV-Datei im- und exportiert werden. Für die konkreten Vorgaben dazu wenden Sie sich bitte an unser Office.
Aufklärung	Aufklärungsbögen können nicht mit Quicktest digitalisiert erfasst werden.

Für weitere Informationen und Rückfragen besuchen Sie gern unsere Website <https://www.medisoft.de/quickimpf-und-quicktest/> oder kontaktieren unseren Vertrieb.

 +49 40 8888007-0

 info@medisoft.de

 www.medisoft.de